

6×Protein Loading Buffer 蛋白电泳缓冲液

使用前请仔细阅读说明书

目录号: DL101

保存: -18℃及其以下温度下保存两年。

产品说明

本产品是蛋白质样品进行SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)用Loading Buffer。将其加入蛋白样品中,使其工作浓度为1×,即可上样电泳。

本产品仅供研究,不用于临床诊断。

版本号: V1-202008

服务电话 +86-10-57815020

服务邮箱 complaints@transgen.com

